



Optimiertes Design bei unseren 3-teiligen Omnifix® Solo 50 ml Spritzen

Ab sofort stehen Ihnen unsere Omnifix® Solo 50 ml Spritzen mit Luer-Ansatz und Omnifix® Solo 50 ml Wund- und Blasenspritzen mit neuem, optimiertem Design zur Verfügung.

Im Rahmen der Designänderung wurde die Geometrie des Spritzenkolbens geändert und damit wurden die Gleiteigenschaften im Spritzenzylinder verbessert.

Bisheriges Design

Omnifix® Solo 50 ml Spritze mit Luer-Ansatz und
Omnifix® Solo 50 ml Wund- und Blasenspritze



Bisheriger Durchmesser = 35 mm

Neues Design

Omnifix® Solo 50 ml Spritze mit Luer-Ansatz und
Omnifix® Solo 50 ml Wund- und Blasenspritze



Aktueller Durchmesser = 30 mm

Produkt	Größe	Verkaufseinheit/Menge pro Karton	PZN	Art.-Nr.
Omnifix® Solo mit Luer-Ansatz	50 ml (60 ml)	100 Stück	0570051	4616502F
Omnifix® Solo, Wund- und Blasenspritze mit Katheteransatz	50 ml (60 ml)	100 Stück	0570074	4613503F