

Produktinformation: 43004

Flüssigwaschmittelkomponente

- ➔ Waschmittelkomponente für Dosieranlagen
- ➔ Bleichkomponente für fleckenfreie Wäsche
- ➔ Wirksame Desinfektion mit Aktivsauerstoff
- ➔ Hochkonzentriert und sehr ergiebig
- ➔ Ideal für das RHEOSOL-Flüssigwaschmittelsystem mit 3 und 6 Komponenten



RHEOSOL-W4

Bleichmittel mit Aktivsauerstoffkomponente im Flüssigwaschmittelsystem

Produktbeschreibung

Die RHEOSOL-W4 Bleichdesinfektionskomponente enthält Aktivsauerstoff. Dieser entfernt mühelos alle oxidierbaren Problemflecken wie Rotwein, Obst, Fruchtsaft und Tee ohne das Gewebe anzugreifen.

Anwendungsbereiche

Zum Einsatz in der Waschmaschine. Insbesondere für Wäsche in Großwäschereien, Altenheimen und Krankenhäusern.

Anwendungshinweise

Für Buntwäsche nicht geeignet. Als Teil des RHEOSOL-Waschsystems nur in Verbindung mit der dazugehörigen Dosieranlage zu verwenden. Einsetzbar für alle Wäschearten und in allen Wasserhärten.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Hauptwäsche	ca. 10 g/kg Trockenwäsche	-

Zusammensetzung

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Stabilisator.

Physikalisch-chemische Daten

- ➔ pH-Wert (Konzentrat) 5
- ➔ pH-Wert (Anwendung) 5

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- ➔ LF009 | Ch.-B. siehe separater Aufdruck.
- ➔ R41 | Gefahr ernster Augenschäden.
- ➔ R37/38 | Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
- ➔ S26 | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- ➔ S37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- ➔ baua: | baua: Reg.-Nr. N-00000
- ➔ LF006 | Produkt ist über das Haltbarkeitsdatum hinaus mit erhöhter Einsatzkonzentration verwendungsfähig.
- ➔ R22 | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- ➔ LF005 | Dieses Produkt sollte nach dem ersten Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden, da sich der Wirkstoffanteil abbauen kann. Stets verschlossen unter frostfreien, lichtgeschützten und kühlen Bedingungen lagern. Vor Sonneneinstrahlung schü

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
43004120	RHEOSOL-W4 Kanister 20 kg	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com Individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-50 E-Mail: info@rheosol.de

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.