



## Station de premiers secours, équipée

Maintenant encore mieux équipée grâce au distributeur de pansements Soft Foam intégré !

- station en plastique ABS
- avec équipement de premiers secours complet
- arrangement clair et explications précises
- espace pour des produits de premiers soins supplémentaires
- les pansements adhésifs seront retirés par le bas du distributeur pour éviter de souiller les autres pansements
- grâce au couvercle transparent, on voit quand il faut rajouter des produits
- durée de conservation : 5 ans
- avec gabarit de perçage
- instructions premiers secours, avec des illustrations lisibles

### Contenu de la station :

- 2 x bandages hémostatiques 4-en-1, universel
- 3 x bandages hémostatiques 4-en-1, mini
- 2 x compresses gel pour brûlures
- 1 x distributeur de pansements Salvequick (45 pansements adhésifs plastique, 40 pansements adhésifs textile)
- 1 x spray oculaire et pour plaies (150 ml)
- 20 x lingettes nettoyantes pour plaies Salvequick (emballage individuel, sérum physiologique stérile)
- 1 x distributeur de pansements Soft Foam avec un rouleau de mousse souple 60 mm x 2 m beige
- 1 x kit de protection (masque respiratoire avec clapet anti-retour, 2 paires de gants, 2 x lingettes nettoyantes pour mains 70 % alcool)

### Contenu de la recharge pour station de premiers soins :

- 2 x bandages hémostatiques 4-en-1, universel
- 3 x bandages hémostatique 4-en-1, mini
- 1 x compresse gel pour brûlures
- 45 x pansements adhésifs imperméables plastique Salvequick
- 40 x pansements adhésifs textile Salvequick
- 20 x lingettes nettoyantes pour plaies Salvequick (emballage individuel, sérum physiologique stérile)
- 1 x kit de protection (masque respiratoire avec clapet anti-retour, 2 paires de gants, 2 x lingettes nettoyantes pour mains 70 % alcool)
- 1 x spray pour les yeux et les plaies (solution saline stérile, sans conservateur)
- 1 x clé pour la recharge

Remarque : Contenu non conforme à la norme DIN 13157

### Exemples d'utilisation :

- idéal pour les petits postes de travail
- en particulier pour les hémorragies (petites et grandes plaies), les brûlures, les troubles circulatoires, les problèmes respiratoires et les entorses
- en complément d'un autre équipement de premiers secours, par ex. dans les structures d'accueil pour d'enfants



Station de premiers secours, équipée



Station de premiers secours, équipée



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Station de premiers secours	équipé	(L)294 x (P)123 x (H)572 mm	plastique ABS	vert	51011026	8910086
Accessoire: Recharge pour station de premiers secours	équipé				51011039	8910088